


NOWOŚĆ!!!

Uromesh 2/ T-Sling

NOWOŚĆ!!!

Uromesh 2 to taśma polipropylenowa nowej generacji do leczenia Wysiłkowego Nietrzymania Mocz u współistniejącego z Cystocele.



Zalety i nowości:

- Centralna część taśmy jest poszerzona i dopasowana w celu lepszej korekcji Cystocele.
- Podwiesza nie tylko cewkę moczową, ale i szyję pęcherza.
- Część rozpuszczalna Polidioxanowa układana pod cewką moczową zabezpiecza przed zatrzymaniem moczu i innymi powikłaniami.
- Wygodny i łatwy sposób implantacji wybranym sposobem:
 - Dostęp przezpochowy lub
 - Dostęp przezzastłonowy
- Ergonomiczne, wielorazowe igły umożliwiają szybką i precyzyjną implantację.
- Konkurencyjna cena.
- Zalety i skuteczność potwierdzona klinicznie, obserwacje 3-letnie w Klinice Urologii w Mediolanie, Włochy.
- Prezentowana w czasie operacji przez Profesora E. Austonię z Mediolanu w czasie Symposium Sekcji Uroginekologii PTG w Lublinie w Maju 2005.

WSKAZÓWKI TECHNICZNE:

- Pęcherz moczowy może być podwieszony przez rozpuszczalną część taśmy po wykonaniu zdwojenia ściany pęcherza za pomocą szwów.
- Nadmierne napięcie taśmy lub jej implantacja bez uprzedniego zdwojenia ściany pęcherza może być przyczyną zwężenia lub całkowitego zamknięcia światła cewki moczowej i doprowadzić do utrudnienia lub zatrzymania odpływu moczu.

PIŚMIENICTWO

1. E. Austoni, A. Ceresoli i wsp. Implantacja częściowo rozpuszczalnej taśmy T-sling/Uromesh 2 pozwala na beznapięciowe i nieinwazyjne leczenie wypadania przedniej ściany pochwy przy współistniejącym wysiłkowym nietrzymaniu moczu. Nowe trendy w uroginekologii pod red Tomasza Rechbergera. Lublin, 2005, 60-62.
2. E. Austoni, A. Ceresoli i wsp. Częściowo rozpuszczalna, polipropylenowa taśma T-Sling w nieinwazyjnym leczeniu cystocele z współistniejącym wysiłkowym nietrzymaniem moczu . 3-letnie obserwacje. Praca prezentowana w czasie konferencji Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (European Association of Urology) w grudniu 2004 roku.